

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注许20163160034

注册人名称	精华光学股份有限公司 精華光學股份有限公司
注册人住所	新北市汐止区大同路1段276之2号4、5楼
生产地址	新北市汐止區大同路一段306號9樓、306之3號4樓、7樓、11樓、12樓及306號7樓之2、之3
代理人名称	上海帝康光学产品商贸有限公司
代理人住所	上海市闵行区庙泾路58号1226室
产品名称	软性亲水接触镜 Ticon Cosmetic Daily Disposable Soft Contact Lens
型号、规格	型号：彩色日抛Cosmetic Daily Disposable 规格： 单色：黑、棕、褐；双色：蓝、棕、紫、灰、绿、水蓝、褐、咖啡；三色：蓝、棕、紫、灰、绿、水蓝、褐
结构及组成	该产品为增强着色的日戴型软性亲水接触镜。镜片由HEMA、NVP、紫外线吸收剂及着色剂等制成。聚丙烯盒包装。含水量标称值：42%，镜片属于UV吸收2类镜片。推荐更换周期1日。产品经蒸汽湿热灭菌。
适用范围	适用于无禁忌症患者矫正近视。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	原注册证编号：国械注许20163220034

审批部门：国家药品监督管理局

批准日期：二〇一〇年十二月十八日
有效期至：二〇一五年十二月十七日

