

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注进20173166685

注册人名称	博士伦有限公司 Bausch & Lomb Incorporated
注册人住所	1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA
生产地址	美国：1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA；爱尔兰：Unit 424/425, Contact Lens Division, Industrial Estate, Cork Road, Waterford, Ireland
代理人名称	北京博士伦眼睛护理产品有限公司
代理人住所	北京市东城区幸福大街37号
产品名称	软性亲水接触镜 Soflens 38 (Polymacon) Visibility Tinted Contact Lenses
型号、规格	清朗半年型
结构及组成	该产品为日戴型软性亲水接触镜。镜片材料为Polymacon，着淡蓝色，聚丙烯杯包装。含水量标称值38.6%，推荐更换周期半年。产品经高压蒸汽灭菌。
适用范围	采用光学成像原理，用于矫正近视。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	原注册证编号：国械注进20173226685

审批部门：国家药品监督管理局



批准日期：二〇二二年五月二十三日

生效日期：二〇二二年九月十九日

有效期至：二〇二七年九月十八日