

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注进20193162189

注册人名称	博士伦有限公司 Bausch & Lomb Incorporated
注册人住所	1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA
生产地址	1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA
代理人名称	北京博士伦眼睛护理产品有限公司
代理人住所	北京市东城区幸福大街37号
产品名称	软性亲水接触镜 SofLens MultiFocal (polymacon) Visibility Tinted Contact Lenses
型号、规格	Soflens MultiFocal
结构及组成	该产品为日戴型软性亲水接触镜。镜片材料为Polymacon, 着淡蓝色, 聚丙烯盒包装。含水量标称值: 38%。后顶焦度范围0.00D~-7.00D, 标记为“低加”或“高加”镜片, 附加焦度在+0.75D到+1.5D之内选择标签标示为“低加”镜片, 附加焦度在+1.5D到+2.5D选择加“高加”镜片。推荐更换周期1个月。产品经高压蒸汽灭菌。
适用范围	采用光学成像原理, 用于矫正老花及合并近视。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	原注册证编号: 国食药监械(进)字2014第3223757号

审批部门: 国家药品监督管理局

批准日期: 二〇一九年六月二十一日

有效期至: 二〇二四年六月二十一日

