

# 中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注进20203160316

注册人名称	博士伦有限公司 Bausch & Lomb Incorporated
注册人住所	1400 North Goodman Street Rochester, NY 14609 USA
生产地址	1400 North Goodman Street Rochester, NY 14609 USA
代理人名称	北京博士伦眼睛护理产品有限公司
代理人住所	北京市东城区幸福大街37号
产品名称	软性亲水接触镜 Bausch + Lomb (samfilcon A) Soft (hydrophilic) Contact Lens
型号、规格	Ultra Monthly Disposable
结构及组成	该产品为日戴型软性亲水接触镜。材料为samfilcon A，着淡蓝色，聚丙烯杯包装。含水量标称值：46%。推荐更换周期1个月。产品经高温蒸汽灭菌。
适用范围	用于矫正近视。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	



审批部门：国家药品监督管理局

批准日期：二〇二〇年六月九日  
有效期至：二〇二五年六月八日