


中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注进20213160514

注册人名称	博士伦有限公司 Bausch & Lomb Incorporated
注册人住所	1400 North Goodman Street Rochester, NY 14609 USA
生产地址	1400 North Goodman Street Rochester, NY 14609 USA; Unit 424/425 Contact Lens Division Industrial Estate, Cork Road, Waterford, Ireland
代理人名称	北京博士伦眼睛护理产品有限公司
代理人住所	北京市东城区幸福大街37号
产品名称	软性亲水接触镜 Soft (Hydrophilic) Contact Lens
型号、规格	型号：kalifilcon A SVS 规格：无
结构及组成	该产品为日戴型软性亲水接触镜，镜片着淡蓝色。镜片由HEMA、NVP、EGDMA、TRIS-MA、MI-EDS-6-TMS、Ma2D37、Reactive Blue 246、DMA、Irgacure 819、UV-416等聚合而成，聚丙烯杯包装。含水量标称值：55%。UV吸收2类镜片。推荐更换周期1天。产品经高温蒸汽灭菌。货架有效期五年。
适用范围	适用于矫正近视、远视。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	

审批部门：国家药品监督管理局



批准日期：二〇二一年十二月九日
生效日期：二〇二一年十二月九日
有效期至：二〇二六年十二月八日