



中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注进20193162130

注册人名称	博士伦有限公司 Bausch & Lomb Incorporated
注册人住所	1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA
生产地址	生产地址一： Bausch & Lomb Incorporated, 8507 Pelham Road, Greenville, SC29615, USA； 生产地址二： Bausch & Lomb - Iom Spa, Via Pasubio 34, Macherio, Monza Brianza, 20846, Italy.
代理人名称	博士伦（上海）贸易有限公司
代理人住所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路358号第四层405部位
产品名称	硬性角膜接触镜护理液 Boston Simplus Multi-Action Solution
型号、规格	生产地址一： 360ml, 240ml, 120ml, 105ml, 90ml, 60ml, 30ml, 105mlx2, 105mlx3, 105mlx4, 105mlx6, 60mlx2, 60mlx3, 60mlx4, 60mlx6； 生产地址二： 240ml, 120ml, 105ml, 90ml, 60ml, 30ml, 105mlx2, 105mlx3, 105mlx4, 105mlx6, 60mlx2, 60mlx3, 60mlx4, 60mlx6。
结构及组成	该产品主要成分为：波洛沙默、羟基磷酸盐、硼酸、硼酸钠、氯化钠、羟基纤维素、聚丙烯酰胺、氯己胺葡萄糖酸盐、甲基葡萄糖衍生物。产品采用无菌加工方式生产。生产地址一的产品有效期为3年，生产地址二的产品有效期为2年。
适用范围	该产品适用于清洁、除蛋白、冲洗、消毒、贮存氟化硅酮丙烯酸酯及硅酮丙烯酸酯硬性透气角膜接触镜。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	/

审批部门：国家药品监督管理局

批准日期：二〇二三年四月二十五日

生效日期：二〇二四年六月三日

有效期至：二〇二九年六月二日