

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注准20153162361

注册人名称	北京博士伦眼睛护理产品有限公司
注册人住所	北京市东城区幸福大街37号
生产地址	1、北京市东城区幸福大街37号；2、北京市顺义区竺园四街1号1幢
代理人名称	/
代理人住所	/
产品名称	隐形眼镜多功能护理液
型号、规格	500ml、355ml、120ml及其产品组合
结构及组成	该产品为无色至淡黄色的澄清无菌液体，成分为氯化钠、硼酸、硼酸钠、依地酸二钠（EDTA 二钠）、羟烷基磷酸盐（HYDRANATE）、聚氧乙烯-聚氧丙烯共聚物（Poloxamine 保丽视明）、聚氨基丙基双胍（DYMED）、纯水。对吸附在镜片表面上的人工泪液中蛋白质的洗脱率 $\geq 6\%$ 。该产品由透明瓶或白色瓶包装，经无菌加工方式生产。
适用范围	该产品每天用于所有软性隐形眼镜（包括硅水凝胶镜片）的清洁、冲洗、消毒、湿润及储存，具有清除沉积蛋白和杀菌的功能。对于长期配戴隐形眼镜的消费者，建议对镜片进行揉搓护理镜片。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	原注册证编号：国械注准20153222361

审批部门：国家药品监督管理局

批准日期：二〇二〇年九月二十一日

有效期至：二〇二五年九月二十日

