


中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注进20163162782

注册人名称	博士伦有限公司 Bausch & Lomb Incorporated
注册人住所	1400 North Goodman Street, Rochester, N.Y. 14609 USA
生产地址	①8507 Pelham Road Greenville, SC 29615, USA; ②Bausch & Lomb-Iom Spa: Via Pasubio 34, Macherio, Monza Brianza, 20846, Italy.
代理人名称	北京博士伦眼睛护理产品有限公司
代理人住所	北京市东城区幸福大街37号
产品名称	隐形眼镜多功能护理液 ReNu MultiPlus™ Multi-Purpose Solution
型号、规格	60ml, 100ml, 120ml, 240ml, 300ml, 355ml, 480ml, 500ml, 60mlx2, 60mlx3, 60mlx4, 100mlx2, 100mlx3, 100mlx4, 120mlx2, 120mlx3, 120mlx4, 240mlx2, 240mlx3, 300ml+60ml, 300ml+100ml, 300ml+120ml, 355ml+60ml, 355ml+100ml, 355ml+120ml, 500ml+60ml, 500ml+100ml, 500ml+120ml, 300ml+60mlx2, 300ml+100mlx2, 300ml+120mlx2, 355ml+60mlx2, 355ml+100mlx2, 355ml+120mlx2, 500ml+60mlx2, 500ml+100mlx2, 500ml+120mlx2, 300mlx2+60ml, 300mlx2+100ml, 300mlx2+120ml, 355mlx2+60ml, 355mlx2+100ml, 355mlx2+120ml, 500mlx2+60ml, 500mlx2+100ml, 500mlx2+120ml, 300ml+120ml+60ml, 355ml+120ml+60ml, 500ml+120ml+60ml, 300ml+100ml+60ml, 355ml+100ml+60ml, 500ml+100ml+60ml, 60ml+240ml, 60mlx2+240ml, 60ml+240mlx2, 300mlx2+60mlx2, 355mlx2+60mlx2
结构及组成	该产品由氯化钠、硼酸、硼酸钠、依地酸二钠、羟烷基膦酸盐、聚氧乙烯-聚氧丙烯共聚物、聚胺丙基双胍、纯水组成。pH值：6.8~7.6，渗透压：260~340mOsm/kg. H ₂ O。
适用范围	适用于按照眼科医师或验光师的建议，对软性亲水隐形眼镜（包括硅水凝胶镜片）进行每天的清洁、冲洗、化学消毒、保存、除蛋白。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	原注册证编号：国械注进20163222782



审批部门：国家药品监督管理局

批准日期：二〇二一年八月三日
有效期至：二〇二六年八月三日