

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注进20213160213

注册人名称	博士伦有限公司 Bausch & Lomb Incorporated
注册人住所	1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609 USA
生产地址	① 8507 Pelham Road Greenville, SC 29615, USA ② Bausch & Lomb-Iom Spa: Via Pasubio 34, Macherio, Monza Brianza, 20846, Italy.
代理人名称	北京博士伦眼睛护理产品有限公司
代理人住所	北京市东城区幸福大街37号
产品名称	隐形眼镜多功能护理液 NNR06 Multi-purpose Solution
型号、规格	见附页。
结构及组成	无菌等渗溶液，含硼酸、硼酸钠、双甘氨酸、柠檬酸钠、氯化钠、乙二胺四乙酸二钠、泊洛沙胺1107、泊洛沙姆181、聚氨丙基双胍、聚季铵盐-1、己联双辛胍二盐酸盐、纯化水。过滤除菌，货架有效期2年。
适用范围	适用于软性角膜接触镜（含硅水凝胶镜片）的日常护理、清洁、去除蛋白沉淀物、冲洗、消毒杀菌和储存。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	

审批部门：国家药品监督管理局

批准日期：二〇二一年六月十五日
有效期至：二〇二六年六月十四日





型号: BL-3100-NNR06

规格: 60ml, 100ml, 120ml, 240ml, 300ml, 355ml, 500ml,
60mlx2, 60mlx3, 60mlx4, 100mlx2, 100mlx3, 100mlx4, 120mlx2, 120mlx3, 120mlx4, 240mlx2, 240mlx3,
300ml+60ml, 300ml+100ml, 300ml+120ml, 355ml+60ml, 355ml+100ml, 355ml+120ml,
500ml+60ml, 500ml+100ml, 500ml+120ml,
300ml+60mlx2, 300ml+100mlx2, 300ml+120mlx2, 355ml+60mlx2, 355ml+100mlx2, 355ml+120mlx2,
500ml+60mlx2, 500ml+100mlx2, 500ml+120mlx2,
300mlx2+60ml, 300mlx2+100ml, 300mlx2+120ml, 355mlx2+60ml, 355mlx2+100ml, 355mlx2+120ml,
500mlx2+60ml, 500mlx2+100ml, 500mlx2+120ml,
300ml+120ml+60ml, 355ml+120ml+60ml, 500ml+120ml+60ml,
300ml+100ml+60ml, 355ml+100ml+60ml, 500ml+100ml+60ml,
60ml+240ml, 60mlx2+240ml, 60ml+240mlx2.